



هل أنت فعلاً في حاجة إلى مقوّس الوجه؟

جديدة، مما يزيد من فعالية

عملية تفتيح البشرة.

قبل أن تصنعي أي كريم لتنظيف البشرة وزيادة انتعاشها من المهم أيضاً أن تستخدمي مادة قابضة

مثل قابض Lightenex

مسام الوجه (والذي يحتوي على خصائص

تفتيح للبشرة): ضعي المادة القابضة بقطعة من القطن لتلقيق مسام البشرة وبالتالي تحدي من التعرق الزائد وظهور الرؤوس السوداء على سطحها، واعلمي أنك إذا اتبعت نظام العناية بشرتك بصورة منتظمة، فسوف تضمنين بشرة مثالية وصحية ونضرة.

يمكنك الاختيار بين العديد من منتجات Pharmaclinix المتعددة والمخصصة في العناية بالبشرة والمتوفّرة حصرياً في صيدليات ناصر، لمزيد من المعلومات عن أي نوع من المنتجات لا تتردد في زيارة أقرب فرع إلينك من فروع صيدلية ناصر، أو اتصل على أرقام الهواتف: ٠٩٠٠١٧٧٤٢٢٧٨٨

١٧٧٣٢٧٨٨

لقد طور مقوّس وغسول الوجه Lightenex

واختبر طيباً حتى يتمكّن من علاج المشاكل التي تعاني منها البشرة الآسيوية والعربية، لذلك هو يحتوي على مجموعة من المكونات الفعالة التي توصلت إليها آخر الأبحاث العلمية، ومنها:

■ مادة Arctostaphylos uva-ursi L Sprengel تمتلك تأثيراً مطهراً وقابضاً ومضاداً للأكسدة؛

■ يحمي البشرة من الإصابة بالإضرار أو الحساسية التي تزيد من عملية فرط التصبغ.

■ مادة Mitracarpus Scaber extract تفتيح قوية التأثير تحد من نشاط أنزيم الخميرة المؤكسدة المسؤول عن زيادة إنتاج الميلانين وظهور البقع الداكنة.

■ مادة Solanum Lycopersicum، مادة مضادة للأكسدة تساعد البشرة على التخلص من الجذور الحرة التي تؤدي إلى إفراط تلون الجلد.

■ مادة Schisandra Chinensis extract مضادة للأكسدة تمنع الضرر الذي يلحق بخلايا البشرة نتيجة إفراط تلون الجلد.

■ مادة Papain المسؤولة عن إزالة خلايا البشرة الميتة وإنتاج أنزيم الكولاجين.

استخدام كريمات التفتح الجزء

الأهم في روتين العناية اليومية بالبشرة، وخاصةً أن البشرة الآسيوية

والعربية عرضة للإصابة بالبقع الداكنة وتلون الجلد أكثر من غيرها، ولكن قبل أن تستخدمي أي كريم للتفتح، من الضروري أن تهيئي بشرتك وتنظفيها جيداً، وقد تم ابتكار تركيبة التفتح في مقوّس الوجه Lightenex، بطريقة لا تقتصر على تنظيف البشرة فحسب بل تقوم أيضاً بـ:

■ إزالة الخلايا الميتة التي تسبب البقع الداكنة بطف، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر صحية ونضارة.

■ السماح ل الكريم Lightenex بالتنقل إلى داخل الخلايا الصباغية المنتجة لمادة الميلانين الملونة للبشرة للحد من نشاطها.

■ تعليم خلايا الطبقة السطحية من الجلد للسماح ل الكريم Lightenex بالتنقل إلى أعماق البشرة وعلاجها من الداخل.

■ تجديد وتنشيط خلايا البشرة من خلال إزالة الطبقة الميتة وإنتاج خلايا جديدة وتنشيط إنتاج الكولاجين.

■ تنظيف مسام البشرة مما يمنحك شعوراً

بات